



Description d'article

Numéro de commande	72.690.301
Description d'article	Tube à réaction de, volume de travail : 1,5 ml, matériau : PP, transparent, bouchon : transparent, bouchon attaché, avec graduation moulée et plage d'écriture, 500 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Volume de travail	1,5 ml
Centrifugation max (FCR)	20000 x g
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Dimensions

Volume nominal	1.5 ml
Longueur du produit	39 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Couleur du bouchon	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	500
pièces / carton	5000
pièces / pallet	160000
Volume du carton	0.0558 cbm
Poids du produit	0.0011 kg
Poids du carton	5.96 kg
Code EAN de la boîte	4038917369268
Code EAN du carton d'emballage	4038917369251

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

