



### **Description d'article**

Numéro de commande	72.695.201
Description d'article	Microtube SafeSeal, volume de travail : 2 ml, matériau : PP, transparent, bouchon : naturel, bouchon SafeSeal, bouchon attaché, avec graduation moulée et plage d'écriture, Biosphere® plus, 1 pièce(s)/blister
Code NACRES	NB.11

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	oui
Bouchon	bouchon SafeSeal
Volume de travail	2 ml
Centrifugation max (FCR)	25000 x g

### **Dimensions**

Diamètre	10.8 mm
Longueur du produit	40 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polypropylène (PP)
Couleur du bouchon	naturel

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	Biosphere® plus
Stérilisation	Stérilisation au gaz
Apyrogène	oui
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	120
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	60
pièces / carton	120
pièces / pallet	17280
Profondeur du carton intérieur	201 mm
Largeur du carton intérieur	151 mm
Hauteur du carton intérieur	126 mm
Profondeur du carton	323 mm
Largeur du carton	213 mm
Hauteur du carton	145 mm
Volume du carton	0.01 cbm
Poids du produit	0.0011 kg
Poids du carton	0.52 kg
Code EAN de la boîte	4038917117951
Code EAN du carton d'emballage	4038917079686

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

