



Description d'article

Numéro de commande	72.701.500
Description d'article	Microtube SafeSeal, volume de travail : 5 ml, matériau : PP, transparent, bouchon : naturel, bouchon à SafeSeal, bouchon attaché, avec graduation moulée et plage d'écriture, 100 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Bouchon	bouchon à SafeSeal
Volume de travail	5 ml
Centrifugation max (FCR)	25000 x g

Dimensions

Diamètre	17 mm
Longueur du produit	60 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polypropylène (PP)
Couleur du bouchon	naturel

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	200
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	200
pièces / carton	800
pièces / pallet	38400
Profondeur du carton intérieur	294 mm
Largeur du carton intérieur	184 mm
Hauteur du carton intérieur	124 mm
Profondeur du carton	598 mm
Largeur du carton	398 mm
Hauteur du carton	145 mm
Volume du carton	0.0345 cbm
Poids du produit	0.0031 kg
Poids du carton	3.51 kg
Code EAN de la boîte	4038917952514
Code EAN du carton d'emballage	4038917952521

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

