

Spécification de produit Microtube SafeSeal, 0,5 ml, PP, Biosphere® plus

Page 1



Description d'article

Numéro de commande 72.704.200

Description d'article Microtube SafeSeal, volume de travail : 0,5 ml, matériau :

PP, transparent, bouchon: transparent, bouchon à SafeSeal, bouchon attaché, avec graduation moulée et plage d'écriture, Biosphere® plus, 50 pièce(s)/sachet

Code NACRES NB.11

Caractéristiques du produit

Graduation oui

Bouchon à SafeSeal

Volume de travail 0,5 ml Centrifugation max (FCR) 30000 x g

Dimensions

Diamètre 7.8 mm Longueur du produit 30 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit Microtube SafeSeal, 0,5 ml, PP, Biosphere® plus

Page 2

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)

Couleur du produit transparent

Matériel de fermeture Polypropylène (PP)

Couleur du bouchon transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE

Certifié CE CE

Label de pureté Biosphere® plus Stérilisation au gaz

Apyrogène oui Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 500 Type d'emballage intérieur sachet pièces / boite 250 pièces / carton 500 82500 pièces / pallet Profondeur du carton intérieur 189 mm Largeur du carton intérieur 151 mm Hauteur du carton intérieur 97 mm Profondeur du carton 338 mm Largeur du carton 228 mm Hauteur du carton 120 mm Volume du carton 0.0092 cbm Poids du produit 0.0005 kg Poids du carton $0.62 \, \text{kg}$

 Code EAN de la boite
 4038917235129

 Code EAN du carton
 4038917235112

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

