



Description d'article

Numéro de commande	72.704.400
Description d'article	Microtube SafeSeal, volume de travail : 0,5 ml, matériau : PP, transparent, bouchon : transparent, bouchon à SafeSeal, bouchon attaché, avec graduation moulée et plage d'écriture, PCR Performance Tested, 250 pièce(s)/sachet minigrip
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Bouchon	bouchon à SafeSeal
Volume de travail	0,5 ml
Centrifugation max (FCR)	30000 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Diamètre	7.8 mm
Longueur du produit	30 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polypropylène (PP)
Couleur du bouchon	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	PCR Performance Tested
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	2000
Type d'emballage intérieur	sachet minigrip
pièces / boîte	500
pièces / carton	2000
pièces / pallet	156000
Profondeur du carton intérieur	189 mm
Largeur du carton intérieur	151 mm
Hauteur du carton intérieur	97 mm
Profondeur du carton	388 mm
Largeur du carton	358 mm
Hauteur du carton	135 mm
Volume du carton	0.0188 cbm
Poids du produit	0.0005 kg
Poids du carton	1.57 kg
Code EAN de la boîte	4038917235150
Code EAN du carton d'emballage	4038917235143

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

