



### **Description d'article**

Numéro de commande	72.704.700
Description d'article	Microtube SafeSeal, volume de travail : 0,5 ml, matériau : PP, transparent, bouchon : transparent, bouchon à SafeSeal, bouchon attaché, avec graduation moulée et plage d'écriture, PCR Performance Tested, Faible adsorption d'ADN, 50 pièce(s)/sachet minigrip
Code NACRES	NB.11

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	oui
Bouchon	bouchon à SafeSeal
Volume de travail	0,5 ml
Centrifugation max (FCR)	30000 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Dimensions**

Diamètre	7.8 mm
Longueur du produit	30 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polypropylène (PP)
Couleur du bouchon	transparent

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	PCR Performance Tested
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	1200
Type d'emballage intérieur	sachet minigrip
pièces / boîte	300
pièces / carton	1200
pièces / pallet	93600
Profondeur du carton	388 mm
Largeur du carton	358 mm
Hauteur du carton	135 mm
Volume du carton	0.0188 cbm
Poids du produit	0.0005 kg
Poids du carton	1.28 kg
Code EAN de la boîte	4038917350037
Code EAN du carton d'emballage	4038917350020

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

