

Spécification de produit Plateau de travail PCR, PC, format : 12 x 8, compatible avec tubes de PCR 0,1 ml et 0,2 ml

Page 1



Description d'article

Numéro de commande 95.987.002

Description d'article Plateau de travail PCR, matériau : PC, transparent, format :

12 x 8, compatible avec tubes de PCR 0,1 ml et 0,2 ml, 5

pièce(s)/sachet

Code NACRES NB.15

Caractéristiques du produit

Compatible avec tubes de PCR 0,1 ml et 0,2 ml

Formats 12 x 8

Dimensions

Largeur du produit 79 mm Longueur du produit 115 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit Plateau de travail PCR, PC, format : 12 x 8, compatible avec tubes de PCR 0,1 ml et 0,2 ml

Page 2

Matériau et coloris

Matériau du produit Polycarbonate (PC)

Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV

Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 5

Type d'emballage intérieur sachet

pièces / boite 5 pièces / carton 100 pièces / pallet 32400 Profondeur du carton 268 mm 191 mm Largeur du carton Hauteur du carton 100 mm Volume du carton 0.0051 cbm Poids du produit 0.0106 kgPoids du carton 1.25 kg

 Code EAN de la boite
 4038917124157

 Code EAN du carton
 4038917019118

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

