



Description d'article

Numéro de commande	65.989.002
Description d'article	Barrette de couvercles pour PCR, pour plaques de PCR (réf. 72.1978/.010, 72.1979/.010/.003/.201/.700, 72.1980/.010/.201/.600/.700, 72.1981/.010) & barrettes de PCR (réf. 72.985.002/.092/.992), PCR Performance Tested, matériau : PP, à haute transparence, cape plate, convient pour la qPCR, 120 pièce(s)/sachet minigrip
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Bouchon	cape plate
Type de fermeture	bouchon pression
Compatible avec	plaques de PCR (réf. 72.1978/.010, 72.1979/.010/.003/.201/.700, 72.1980/.010/.201/.600/.700, 72.1981/.010) & barrettes de PCR (réf. 72.985.002/.092/.992)
Compatible avec la qPCR	oui
Nombre de puits	8

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Barrette de couvercles pour PCR, PCR
Performance Tested, PP, à haute transparence,
cape plate

Page 2

Possibilité d'autoclavage (°C max.) 121 °C

Dimensions

Diamètre 4.47 mm
Largeur du produit 7.3 mm
Hauteur du produit 3.25 mm
Longueur du produit 77.2 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit à haute transparence

Pureté et certification

Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE CE
Label de pureté PCR Performance Tested
Apyrogène oui
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 480
Type d'emballage intérieur sachet minigrip
pièces / boîte 120
pièces / carton 480
pièces / pallet 155520
Profondeur du carton 268 mm
Largeur du carton 191 mm
Hauteur du carton 100 mm
Volume du carton 0.0051 cbm
Poids du produit 0.0004 kg
Poids du carton 0.38 kg
Code EAN de la boîte 4038917259910
Code EAN du carton d'emballage 4038917259903

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-04-20

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT