



### **Description d'article**

Numéro de commande	72.735.100
Description d'article	Microtube individuel de PCR, 0,5 ml, Biosphere® plus, transparent, matériau : PP, avec panneau anti-contamination, cape plate, convient pour la qPCR, 100 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	oui
Bouchon	cape plate
Type de fermeture	bouchon pression
Compatible avec la qPCR	oui
Forme du fond	conique
High ou low profile	High profile
Nombre de puits	1
Volume de travail	25 µl - 0,5 ml
Centrifugation max (FCR)	8000 x g
Température de centrifugation	22
Durée de centrifugation	5 Min

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Possibilité d'autoclavage (°C max.) 121 °C

### **Dimensions**

Volume nominal	0.5 ml
Diamètre	7.9 mm
Largeur du produit	10 mm
Hauteur du produit	29.5 mm
Longueur du produit	30.9 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	Biosphere® plus
Stérilisation	Stérilisation au gaz
Apyrogène	oui
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	500
pièces / carton	1000
pièces / pallet	144000
Profondeur du carton intérieur	201 mm
Largeur du carton intérieur	151 mm
Hauteur du carton intérieur	126 mm
Profondeur du carton	323 mm
Largeur du carton	213 mm
Hauteur du carton	145 mm
Volume du carton	0.01 cbm
Poids du produit	0.0004 kg
Poids du carton	0.75 kg

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**Microtube individuel de PCR, 0,5 ml, Biosphere®**  
**plus, transparent, PP, cape plate**

**Page 3**

Code EAN de la boîte 4038917120050  
Code EAN du carton 4038917056465  
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-05-05

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**