



Spécification de produit
Microtube individuel de PCR, 0,5 ml, PCR
Performance Tested, mélange de coloris, PP,
cape plate

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	72.735.992
Description d'article	Microtube individuel de PCR, 0,5 ml, PCR Performance Tested, rouge/vert/jaune/bleu/violet/orange, matériau : PP, avec panneau anti-contamination, cape plate, par couleur 500 pièce(s)/sachet minigrip
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Bouchon	cape plate
Type de fermeture	bouchon pression
Compatible avec la qPCR	non
Forme du fond	conique
High ou low profile	High profile
Nombre de puits	1
Volume de travail	25 µl - 0,5 ml
Centrifugation max (FCR)	8000 x g
Température de centrifugation	22

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-05-04

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Microtube individuel de PCR, 0,5 ml, PCR
Performance Tested, mélange de coloris, PP,
cape plate

Page 2

Durée de centrifugation 5 Min
Possibilité d'autoclavage (°C max.) 121 °C

Dimensions

Volume nominal 0.5 ml
Volume max. 500 µl
Diamètre 7.9 mm
Largeur du produit 10 mm
Hauteur du produit 29.5 mm
Longueur du produit 30.9 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit mélange de coloris

Pureté et certification

Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE CE
Label de pureté PCR Performance Tested
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 3000
Type d'emballage intérieur sachet minigrip
pièces / boîte 3000
pièces / carton 3000
pièces / pallet 198000
Profondeur du carton 428 mm
Largeur du carton 323 mm
Hauteur du carton 155 mm
Volume du carton 0.0214 cbm
Poids du produit 0.0004 kg
Poids du carton 1.67 kg
Code EAN de la boîte 4038917120067

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-05-04

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Microtube individuel de PCR, 0,5 ml, PCR
Performance Tested, mélange de coloris, PP,
cape plate

Page 3

Code EAN du carton
d'emballage

4038917017053

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-05-04

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT