



Description d'article

Numéro de commande	72.737
Description d'article	Microtube individuel de PCR, 0,2 ml, Biosphere® plus, transparent, matériau : PP, avec panneau anti-contamination, cape plate, convient pour la qPCR, 250 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Bouchon	cape plate
Type de fermeture	couvercle à pression
Compatible avec la qPCR	oui
Forme du fond	conique
High ou low profile	High profile
Nombre de puits	1
Volume de travail	10 µl - 0,2 ml
Centrifugation max (FCR)	8000 x g
Température de centrifugation	22
Durée de centrifugation	5 Min

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Microtube individuel de PCR, 0,2 ml, Biosphere®
plus, transparent, PP, cape plate

Page 2

Possibilité d'autoclavage (°C max.) 121 °C

Dimensions

Volume nominal	0.2 ml
Volume max.	200 µl
Diamètre	7.5 mm
Largeur du produit	7.5 mm
Hauteur du produit	20.65 mm
Longueur du produit	21.7 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	Biosphere® plus
Stérilisation	Stérilisation au gaz
Apyrogène	oui
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	2000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1000
pièces / carton	2000
pièces / pallet	288000
Profondeur du carton intérieur	189 mm
Largeur du carton intérieur	151 mm
Hauteur du carton intérieur	97 mm
Profondeur du carton	323 mm
Largeur du carton	213 mm
Hauteur du carton	145 mm
Volume du carton	0.01 cbm
Poids du produit	0.0002 kg

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-04-20

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Microtube individuel de PCR, 0,2 ml, Biosphere®
plus, transparent, PP, cape plate

Page 3

Poids du carton	0.72 kg
Code EAN de la boîte	4038917083836
Code EAN du carton d'emballage	4038917028370

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-04-20

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT