



### **Description d'article**

Numéro de commande	72.737
Description d'article	Tube individuel de PCR, 0,2 ml, Biosphere® plus, transparent, matériau : PP, avec panneau anti-contamination, cape plate, convient pour la qPCR, 250 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	non
Bouchon	cape plate
Type de système de fermeture	couvercle à pression
Compatible avec la qPCR	oui
Forme du fond	conique
High ou low profile	High profile
Nombre de puits	1
Volume de travail	10 µl - 0,2 ml
Centrifugation max (FCR)	8000 x g
Température de centrifugation	22 °C
Durée de centrifugation	5 Min

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Possibilité d'autoclavage (°C max.) 121 °C

### **Dimensions**

Volume nominal	0,2 ml
Volume max.	200 µl
Diamètre	7,5 mm
Largeur du produit	7,5 mm
Hauteur du produit	20,65 mm
Longueur du produit	21,7 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Diagnostic in-vitro, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	Biosphere® plus
Stérilisation	Stérilisation au gaz
Apyrogène	oui
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	2000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1000
pièces / carton	2000
pièces / pallet	288000
Profondeur du carton intérieur	189 mm
Largeur du carton intérieur	151 mm
Hauteur du carton intérieur	97 mm
Profondeur du carton	323 mm
Largeur du carton	213 mm
Hauteur du carton	145 mm
Volume du carton	0,01 cbm
Poids du produit	0,0002 kg

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





**Spécification de produit**  
**Tube individuel de PCR, 0,2 ml, Biosphere® plus,**  
**transparent, PP, cape plate**

**Page 3**

Poids du carton	0,72 kg
Code EAN de la boîte	4038917083836
Code EAN du carton d'emballage	4038917028370

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:  
2022-01-28

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**