



Description d'article

Numéro de commande	72.985.992
Description d'article	Barrette PCR 8 puits, jusqu'à 200 µl, High profile, PCR Performance Tested, rouge/vert/bleu/violet, matériau : PP, sans bouchon, convient pour la qPCR, par couleur, 120 pièce(s)/sachet minigrip
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon à pression
Compatible avec la qPCR	oui
Forme du fond	conique
High ou low profile	High profile
Nombre de puits	8
Volume de travail	10 µl - 0,2 ml
Centrifugation max (FCR)	8000 x g
Température de centrifugation	22
Durée de centrifugation	5 Min

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Possibilité d'autoclavage (°C max.) 121 °C

Dimensions

Volume nominal 0.2 ml
Volume max. 200 µl
Diamètre 5.4 mm
Largeur du produit 8.1 mm
Hauteur du produit 20.7 mm
Longueur du produit 70.9 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit mélange de coloris

Pureté et certification

Catégorie de produit Agent de diagnostic in vitro (IVD)
Certifié CE CE - Autodéclaration du fabricant
Label de pureté PCR Performance Tested
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 480
Type d'emballage intérieur sachet minigrip
pièces / boîte 480
pièces / carton 480
pièces / pallet 155520
Profondeur du carton 268 mm
Largeur du carton 191 mm
Hauteur du carton 100 mm
Volume du carton 0.0051 cbm
Poids du produit 0.001 kg
Poids du carton 0.64 kg
Code EAN de la boîte 4038917124119
Code EAN du carton d'emballage 4038917067683

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

