



Description d'article

Numéro de commande	72.985
Description d'article	Plaque PCR sans rebord, 12 barrettes à 8 éléments (72.985.002) préinsérées par plateau de travail PCR (95.987.002), 96 puits, transparent, High profile, 200 µl, Biosphere® plus, matériau : PP, 1 pièce(s)/blister
Code NACRES	NB.15

Caractéristiques du produit

Type de fermeture	bouchon pression
Version	12 barrettes à 8 éléments (72.985.002) préinsérées par plateau de travail PCR (95.987.002)
Compatible avec la qPCR	oui
Forme du fond	conique
Forme de l'extrémité de la plaque	sans rebord
High ou low profile	High profile
Nombre de puits	96
Volume de travail	10 µl - 0,2 ml
Centrifugation max (FCR)	3000 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit

**Plaque PCR sans rebord, 96 puits, transparent,
High profile, 200 µl, Biosphere® plus, PP**

Page 2

Température de centrifugation 22
Durée de centrifugation 5 Min
Possibilité d'autoclavage (°C max.) 121 °C

Dimensions

Volume nominal 0.2 ml
Volume max. 200 µl
Diamètre 5.4 mm
Largeur du produit 79 mm
Hauteur du produit 20.7 mm
Longueur du produit 115 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE CE
Label de pureté Biosphere® plus
Stérilisation Stérilisation au gaz
Apyrogène oui
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 20
Type d'emballage intérieur blister
pièces / boîte 20
pièces / carton 20
pièces / pallet 3360
Profondeur du carton 288 mm
Largeur du carton 218 mm
Hauteur du carton 150 mm
Volume du carton 0.0094 cbm
Poids du produit 0.0228 kg
Poids du carton 0.76 kg

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-05-02

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Plaque PCR sans rebord, 96 puits, transparent,
High profile, 200 µl, Biosphere® plus, PP

Page 3

Code EAN de la boîte 4038917084840
Code EAN du carton 4038917003612
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-05-02

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT