



Description d'article

Numéro de commande	72.991.102
Description d'article	Barrette de PCR à 8 éléments, High profile, PCR Performance Tested, transparent, matériau : PP, cape plate

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Bouchon	cape plate
Type de système de fermeture	couvercle à pression
Forme du fond	conique
High ou low profile	High profile
Nombre de puits	8
Centrifugation max (FCR)	8000 x g
Température de centrifugation	20 °C
Durée de centrifugation	5 Min
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Dimensions

Volume nominal 0,2 ml

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Label de pureté PCR Performance Tested
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 1200
pièces / boîte 120
pièces / carton 1200
pièces / pallet 40320
Volume du carton 0,0354 cbm
Poids du produit 0,0018 kg
Poids du carton 2,77 kg
Code EAN de la boîte 4038917231657
Code EAN du carton
d'emballage 4038917231640

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

