



### **Description d'article**

Numéro de commande	72.994.002
Description d'article	Barrette de PCR à 8 éléments, High profile, PCR Performance Tested, transparent, matériau : PP, bouchon rond, bouchon attaché, 120 pièce(s)/sachet

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	non
Bouchon	bouchon rond
Type de fermeture	bouchon pression
Forme du fond	conique
High ou low profile	High profile
Nombre de puits	8

### **Dimensions**

Volume nominal	0.2 ml
----------------	--------

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit Polypropylène (PP)  
Couleur du produit transparent

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV  
Label de pureté PCR Performance Tested  
Alloti oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty. 240  
Type d'emballage intérieur sachet  
pièces / boîte 240  
pièces / carton 1200  
pièces / pallet 1200  
Volume du carton 0.0299 cbm  
Poids du produit 0.0031 kg  
Poids du carton 4.3 kg  
Code EAN de la boîte 4038917124324  
Code EAN du carton 4038917080736  
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

