


## Spécification de produit Barrette de PCR à 8 éléments, PCR Performance Tested, mélange de coloris, PP, bouchon rond

Page 1



### **Description d'article**

Numéro de commande 72.994.992

Description d'article Barrette de PCR à 8 éléments, High profile, PCR

Performance Tested, rouge/vert/bleu/violet/jaune, matériau :

PP, bouchon rond, bouchon attaché

### Caractéristiques du produit

Graduation non

Bouchon bouchon rond
Type de fermeture bouchon pression

Forme du fond conique High ou low profile High profile

Nombre de puits 8

**Dimensions** 

Volume nominal 0.2 ml

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





# Spécification de produit Barrette de PCR à 8 éléments, PCR Performance Tested, mélange de coloris, PP, bouchon rond

Page 2

#### Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit mélange de coloris

#### Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV Label de pureté PCR Performance Tested

Alloti oui

### Conditionnement

Minimum order qty. 1200 pièces / boite 120 pièces / carton 1200 pièces / pallet 1200

Volume du carton 0.0299 cbm Poids du produit 0.0031 kg Poids du carton 4.3 kg

 Code EAN de la boite
 4038917124331

 Code EAN du carton
 4038917080743

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

