



Description d'article

Numéro de commande	72.1977.202
Description d'article	Plaque PCR sans jupe, 96 puits, transparent, Low profile, 100 µl, PCR Performance Tested, matériau : PP, 20 pièce(s)/sachet minigrip
Code NACRES	NB.15

Caractéristiques du produit

Type de fermeture	film
Compatible avec la qPCR	oui
Forme du fond	conique
Forme de l'extrémité de la plaque	sans jupe
High ou low profile	Low profile
Nombre de puits	96
Volume de travail	5 µl - 0,1 ml
Centrifugation max (FCR)	3000 x g
Température de centrifugation	22
Durée de centrifugation	5 Min

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Possibilité d'autoclavage (°C max.) 121 °C

Dimensions

Volume nominal	0.1 ml
Volume max.	100 µl
Largeur du produit	77.7 mm
Longueur du produit	117.9 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Label de pureté	PCR Performance Tested
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	100
Type d'emballage intérieur	sachet minigrip
pièces / boîte	20
pièces / carton	100
pièces / pallet	5000
Profondeur du carton	493 mm
Largeur du carton	137 mm
Hauteur du carton	137 mm
Volume du carton	0.0093 cbm
Poids du produit	0.0128 kg
Poids du carton	1.5 kg
Code EAN de la boîte	4038917405102
Code EAN du carton d'emballage	4038917405096

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

