



Description d'article

Numéro de commande	72.1979.132
Description d'article	Plaque PCR demi-jupe, 96 puits, blanc, High profile, 200 µl, PCR Performance Tested, matériau : PP, optimisé pour la qPCR, dessus plat, 5 pièce(s)/sachet minigrip
Code NACRES	NB.15

Caractéristiques du produit

Compatible avec la qPCR	oui
Forme du fond	conique
Forme de l'extrémité de la plaque	demi-jupe
High ou low profile	High profile
Nombre de puits	96
Volume de travail	10 µl - 0,2 ml
Centrifugation max (FCR)	3000 U/min
Température de centrifugation	22
Durée de centrifugation	5 Min
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Volume nominal	0.2 ml
Volume max.	200 µl
Diamètre	4.95 mm
Largeur du produit	83.6 mm
Hauteur du produit	19.33 mm
Longueur du produit	123.6 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	blanc

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Label de pureté	PCR Performance Tested
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	100
Type d'emballage intérieur	sachet minigrip
pièces / boîte	50
pièces / carton	100
pièces / pallet	6000
Profondeur du carton	398 mm
Largeur du carton	358 mm
Hauteur du carton	175 mm
Volume du carton	0.0249 cbm
Poids du produit	0.018 kg
Poids du carton	2.55 kg
Code EAN de la boîte	4038917307284
Code EAN du carton d'emballage	4038917307277

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

