



Description d'article

Numéro de commande	72.1982.202
Description d'article	Plaquette PCR demi-jupe, pour LightCycler® 480, 96 puits, blanc, Low profile, 100 µl, PCR Performance Tested, matériau : PP, optimisé pour la qPCR, 25 pièce(s)/sachet minigrip
Code NACRES	NB.15

Caractéristiques du produit

Type de fermeture	film
Compatible avec	LightCycler® 480
Compatible avec la qPCR	oui
Forme du fond	conique
Forme de l'extrémité de la plaque	demi-jupe
High ou low profile	Low profile
Nombre de puits	96
Volume de travail	5 µl - 0,1 ml
Centrifugation max (FCR)	3000 x g
Température de centrifugation	22

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Plaque PCR demi-jupe, 96 puits, blanc, Low profile, 100 µl, PCR Performance Tested, PP

Page 2

Durée de centrifugation 5 Min
Possibilité d'autoclavage (°C max.) 121 °C

Dimensions

Volume nominal 0.1 ml
Volume max. 100 µl
Diamètre 5.38 mm
Largeur du produit 85.3 mm
Hauteur du produit 15.55 mm
Longueur du produit 127.8 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit blanc

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Label de pureté PCR Performance Tested
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 100
Type d'emballage intérieur sachet minigrip
pièces / boîte 25
pièces / carton 100
pièces / pallet 7200
Profondeur du carton 278 mm
Largeur du carton 208 mm
Hauteur du carton 335 mm
Volume du carton 0.0194 cbm
Poids du produit 0.017 kg
Poids du carton 2.3 kg
Code EAN de la boîte 4038917282017
Code EAN du carton d'emballage 4038917282000

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-05-05

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT