

Spécification de produit Plaque PCR jupe intégrale, 384 puits, transparent, Low profile, 40 µl, PCR Performance Tested, PP

Page 1



Description d'article

Numéro de commande 72.1984.202

Description d'article Plaque PCR jupe intégrale, 384 puits, transparent, Low

profile, 40 µl, PCR Performance Tested, matériau : PP, 50

pièce(s)/sachet minigrip

Code NACRES NB.15

Caractéristiques du produit

Type de fermeture film Compatible avec la qPCR oui

Forme du fond conique Forme de l'extrémité de la jupe intégrale

plaque

High ou low profile Low profile

Nombre de puits 384

Volume de travail 2 μl - 40 μl Centrifugation max (FCR) 3000 x g

Température de centrifugation 22 Durée de centrifugation 5 Min

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit

Plaque PCR jupe intégrale, 384 puits, transparent, Low profile, 40 µl, PCR Performance Tested, PP

Page 2

Possibilité d'autoclavage (°C 121 °C

max.)

Dimensions

Volume nominal 40 µl Volume max. 40 µl Diamètre 3.2 mm Largeur du produit 85.5 mm Hauteur du produit 9.65 mm Longueur du produit 127.8 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)

Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Aucun dispositif médical | DIV Catégorie de produit Label de pureté PCR Performance Tested

Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 50

Type d'emballage intérieur sachet minigrip

pièces / boite 50 pièces / carton 50 pièces / pallet 5050 Profondeur du carton 203 mm Largeur du carton 152 mm Hauteur du carton 254 mm Volume du carton 0.0078 cbm Poids du produit 0.0374 kgPoids du carton 2.18 kg

Code EAN de la boite 4038917135016 Code EAN du carton 4038917067584

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

