



## Description d'article

Numéro de commande	93.876.481
Description d'article	Boîte de stockage, couvercle coiffant, matériau : PP, jaune, format : 9 x 9, pour 81 tubes, compatible avec tubes aux dimensions de 45 x 12 mm max., 5 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.12

## Caractéristiques du produit

Type de fermeture	couvercle coiffant
Compatible avec	tubes aux dimensions de 45 x 12 mm max.
Capacité de stockage	81
Formats	9 x 9
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Dimensions**

Largeur du produit	130 mm
Hauteur du produit	45 mm
Longueur du produit	130 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	jaune
Matériel de fermeture	Polypropylène (PP)
Couleur du bouchon	transparent

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	non réglementé
Certifié CE	pas de marquage CE
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	20
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	5
pièces / carton	20
pièces / pallet	1680
Profondeur du carton intérieur	230 mm
Largeur du carton intérieur	127 mm
Hauteur du carton intérieur	127 mm
Profondeur du carton	532 mm
Largeur du carton	253 mm
Hauteur du carton	143 mm
Volume du carton	0.0192 cbm
Poids du produit	0.143 kg
Poids du carton	3.17 kg
Code EAN de la boîte	4038917161091
Code EAN du carton d'emballage	4038917415231

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

