

Spécification de produit Boîte de conservation, couvercle coiffant, PP, format : 9 x 9, pour 81 récipients

Page 1



Description d'article

Numéro de commande 93.876

Description d'article Boîte de conservation, couvercle coiffant, matériau : PP,

transparent, format : 9 x 9, pour 81 récipients, compatible avec récipients aux dimensions de 45 x 12 mm max., 5

pièce(s)/sachet

Code NACRES NB.12

Caractéristiques du produit

Type de fermeture couvercle coiffant

Compatible avec récipients aux dimensions de 45 x 12 mm max.

Capacité de stockage 81
Formats 9 x 9
Possibilité d'autoclavage (°C 121 °C

max.)

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.



Spécification de produit Boîte de conservation, couvercle coiffant, PP, format : 9 x 9, pour 81 récipients

Page 2

Dimensions

Largeur du produit 130 mm Hauteur du produit 45 mm Longueur du produit 130 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)

Couleur du produit transparent

Matériel de fermeture Polypropylène (PP)

Couleur du bouchon transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV

Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 20 Type d'emballage intérieur sachet pièces / boite 5 20 pièces / carton pièces / pallet 1680 Profondeur du carton 132 mm Largeur du carton 264 mm Hauteur du carton 470 mm Volume du carton 0.0163 cbm Poids du produit 0.143 kgPoids du carton 3.17 kg

Code EAN de la boite 4038917161039 Code EAN du carton 4038917415187

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

