



Description d'article

Numéro de commande	93.877.610
Description d'article	Boîte de stockage, couvercle à charnière, matériau : PP, bleu, format : 10 x 10, pour 100 tubes, compatible avec tubes aux dimensions de 45 x 12 mm max., 5 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.12

Caractéristiques du produit

Type de fermeture	couvercle à charnière
Compatible avec	tubes aux dimensions de 45 x 12 mm max.
Capacité de stockage	100
Formats	10 x 10
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.



Dimensions

Largeur du produit	140 mm
Hauteur du produit	55 mm
Longueur du produit	150 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	bleu
Matériel de fermeture	Polypropylène (PP)
Couleur du bouchon	bleu

Pureté et certification

Catégorie de produit	non réglementé
Certifié CE	pas de marquage CE
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	20
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	5
pièces / carton	20
pièces / pallet	720
Profondeur du carton intérieur	277 mm
Largeur du carton intérieur	140 mm
Hauteur du carton intérieur	140 mm
Profondeur du carton	610 mm
Largeur du carton	295 mm
Hauteur du carton	165 mm
Volume du carton	0.0297 cbm
Poids du produit	0.1835 kg
Poids du carton	4.1 kg
Code EAN de la boîte	4038917161251
Code EAN du carton d'emballage	4038917161244

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

