



Description d'article

Numéro de commande	93.877.999
Description d'article	Boîte de conservation, couvercle à charnière, matériau : PP, mélange de coloris, format : 10 x 10, pour 100 récipients, compatible avec récipients aux dimensions de 45 x 12 mm max.

Caractéristiques du produit

Type de fermeture	couvercle à charnière
Compatible avec	récipients aux dimensions de 45 x 12 mm max.
Capacité de stockage	100
Formats	10 x 10
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Largeur du produit	140 mm
Hauteur du produit	55 mm
Longueur du produit	150 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	mélange de coloris
Matériel de fermeture	Polypropylène (PP)
Couleur du bouchon	mélange de coloris

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	5
pièces / boîte	5
pièces / carton	20
pièces / pallet	720
Volume du carton	0.026 cbm
Poids du produit	0.204 kg
Poids du carton	4.09 kg
Code EAN de la boîte	4038917240376
Code EAN du carton d'emballage	4038917240369

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

