




Description d'article

Numéro de commande	93.880
Description d'article	Boîte de conservation, couvercle coiffant, matériau : PP, vert, format : 6 x 6, pour 36 récipients, compatible avec tubes 15 ml et tubes jusqu'à Ø 17 mm, 2 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.12

Caractéristiques du produit

Type de fermeture	couvercle coiffant
Compatible avec	tubes 15 ml et tubes jusqu'à Ø 17 mm
Capacité de stockage	36
Formats	6 x 6
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Largeur du produit	144 mm
Hauteur du produit	127 mm
Longueur du produit	144 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	vert
Matériel de fermeture	Polypropylène (PP)
Couleur du bouchon	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	non

Conditionnement

Minimum order qty.	2
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	2
pièces / carton	12
pièces / pallet	420
Profondeur du carton	251 mm
Largeur du carton	300 mm
Hauteur du carton	452 mm
Volume du carton	0.034 cbm
Poids du produit	0.2228 kg
Poids du carton	3.2 kg
Code EAN de la boîte	4038917355193
Code EAN du carton d'emballage	4038917355186

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

