



### **Description d'article**

Numéro de commande	93.881
Description d'article	Boîte de stockage, couvercle coiffant, matériau : PP, bleu, format : 4 x 4, pour 16 tubes, compatible avec tubes 50 ml et tubes jusqu'à Ø 30 mm, 2 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.12

### **Caractéristiques du produit**

Type de fermeture	couvercle coiffant
Compatible avec	tubes 50 ml et tubes jusqu'à Ø 30 mm
Capacité de stockage	16
Formats	4 x 4
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.



### **Dimensions**

Largeur du produit	144 mm
Hauteur du produit	127 mm
Longueur du produit	144 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	bleu
Matériel de fermeture	Polypropylène (PP)
Couleur du bouchon	transparent

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	non réglementé
Certifié CE	pas de marquage CE
Alloti	non

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	2
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	2
pièces / carton	12
pièces / pallet	420
Profondeur du carton intérieur	255 mm
Largeur du carton intérieur	145 mm
Hauteur du carton intérieur	145 mm
Profondeur du carton	452 mm
Largeur du carton	251 mm
Hauteur du carton	300 mm
Volume du carton	0.034 cbm
Poids du produit	0.2228 kg
Poids du carton	3.2 kg
Code EAN de la boîte	4038917355223
Code EAN du carton d'emballage	4038917355216

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

