

Spécification de produit

Boîte de conservation, couvercle coiffant, carton, format : 7 x 7, pour 49 récipients

Page 1



Description d'article

Numéro de commande 95.64.922

Description d'article Boîte de conservation, couvercle coiffant, matériau : carton,

blanc, format: 7 x 7, pour 49 récipients, compatible avec tubes jusqu'à max. 22 mm Ø, Hauteur entre 88,5-129 mm, 1

pièce(s)/sachet

Code NACRES NB.12

Caractéristiques du produit

Type de fermeture couvercle coiffant

Compatible avec tubes jusqu'à max. 22 mm Ø, Hauteur entre 88,5-129 mm

Capacité de stockage 49 Formats 7 x 7

Dimensions

Largeur du produit 154 mm Hauteur du produit 130 mm Longueur du produit 152 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit

Boîte de conservation, couvercle coiffant, carton, format : 7 x 7, pour 49 récipients

Page 2

Matériau et coloris

Matériau du produit carton
Couleur du produit blanc
Matériel de fermeture carton
Couleur du bouchon blanc

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV

Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 1

Type d'emballage intérieur sachet

pièces / boite 1 pièces / carton 27 pièces / pallet 324

Profondeur du carton 521 mm

Largeur du carton 521 mm

Hauteur du carton 610 mm

Volume du carton 0.1653 cbm

Poids du produit 0.22 kg

Poids du carton 7.3 kg

Code EAN de la boite 4038917095709 Code EAN du carton 4038917067447

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

