



Description d'article

Numéro de commande	95.64.950
Description d'article	Boîte de conservation, couvercle coiffant, matériau : carton, blanc, format : 7 x 7, pour 49 récipients, compatible avec tubes Ø 16-17 mm

Caractéristiques du produit

Type de système de fermeture	couvercle coiffant
Compatible avec	tubes Ø 16-17 mm
Capacité de stockage	49
Formats	7 x 7

Dimensions

Largeur du produit	135 mm
Hauteur du produit	87 mm
Longueur du produit	135 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	carton
Couleur du produit	blanc
Matériau du bouchon	carton
Couleur du bouchon	blanc

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	60
pièces / boîte	1
pièces / carton	60
pièces / pallet	960
Volume du carton	0,1134 cbm
Poids du produit	0,1373 kg
Poids du carton	8,27 kg
Code EAN de la boîte	4038917319607

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Spécification de produit
Boîte de conservation, couvercle coiffant, carton,
format : 7 x 7, pour 49 récipients

Page 2

Code EAN du carton
d'emballage

4038917319591

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:
2021-11-29

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT