



Description d'article

Numéro de commande	95.64.952
Description d'article	Boîte de conservation, couvercle coiffant, matériau : carton, blanc, format : 9 x 9, pour 81 récipients, compatible avec tubes Ø 13 mm

Caractéristiques du produit

Type de système de fermeture	couvercle coiffant
Compatible avec	tubes Ø 13 mm
Capacité de stockage	81
Formats	9 x 9

Dimensions

Largeur du produit	135 mm
Hauteur du produit	105 mm
Longueur du produit	135 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Matériau et coloris

Matériau du produit	carton
Couleur du produit	blanc
Matériau du bouchon	carton
Couleur du bouchon	blanc

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	60
pièces / boîte	1
pièces / carton	60
pièces / pallet	720
Volume du carton	0,1387 cbm
Poids du produit	0,1298 kg
Poids du carton	7,82 kg
Code EAN de la boîte	4038917319638
Code EAN du carton d'emballage	4038917571081

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

