



### **Description d'article**

Numéro de commande	95.64.982
Description d'article	Boîte de conservation, couvercle coiffant, matériau : carton, blanc, format : 9 x 9, pour 81 récipients, compatible avec tubes jusqu'à max. 13 mm Ø, Hauteur entre 35-56 mm, 1 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.12

### **Caractéristiques du produit**

Type de fermeture	couvercle coiffant
Compatible avec	tubes jusqu'à max. 13 mm Ø, Hauteur entre 35-56 mm
Capacité de stockage	81
Formats	9 x 9

### **Dimensions**

Largeur du produit	135 mm
Hauteur du produit	56 mm
Longueur du produit	135 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	carton
Couleur du produit	blanc
Matériel de fermeture	carton
Couleur du bouchon	blanc

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1
pièces / carton	96
pièces / pallet	1440
Profondeur du carton	495 mm
Largeur du carton	419 mm
Hauteur du carton	546 mm
Volume du carton	0.1134 cbm
Poids du produit	0.0848 kg
Poids du carton	9.1 kg
Code EAN de la boîte	4038917095860
Code EAN du carton d'emballage	4038917007870

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

