



### **Description d'article**

Numéro de commande	93.1428
Description d'article	Portoir, matériau : PC, transparent, format : 12 x 4, (L x l x h) : 257 x 90 x 40 mm, pour 48 récipients, compatible avec microtube avec bouchon à vis, 1 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.12

### **Caractéristiques du produit**

Compatible avec	microtube avec bouchon à vis
Capacité de stockage	48
Formats	12 x 4
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

### **Dimensions**

Largeur du produit	90 mm
Hauteur du produit	40 mm
Longueur du produit	257 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit Polycarbonate (PC)  
Couleur du produit transparent

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti non

### **Conditionnement**

Minimum order qty. 1  
Type d'emballage intérieur carton  
pièces / boîte 1  
pièces / carton 40  
pièces / pallet 1200  
Profondeur du carton intérieur 92 mm  
Largeur du carton intérieur 42 mm  
Hauteur du carton intérieur 259 mm  
Profondeur du carton 398 mm  
Largeur du carton 398 mm  
Hauteur du carton 340 mm  
Volume du carton 0.0539 cbm  
Poids du produit 0.2368 kg  
Poids du carton 11.21 kg  
Code EAN de la boîte 4038917086608  
Code EAN du carton  
d'emballage 4038917005142

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

