



Description d'article

Numéro de commande	93.1428
Description d'article	Portoir, matériau : PC, transparent, format : 12 x 4, (L x l x h) : 257 x 90 x 40 mm, pour 48 récipients, compatible avec microtube avec bouchon à vis, 1 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.12

Caractéristiques du produit

Compatible avec	microtube avec bouchon à vis
Capacité de stockage	48
Formats	12 x 4
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Dimensions

Largeur du produit	90 mm
Hauteur du produit	40 mm
Longueur du produit	257 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit Polycarbonate (PC)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 1
Type d'emballage intérieur carton
pièces / boîte 1
pièces / carton 40
pièces / pallet 1200
Profondeur du carton intérieur 92 mm
Largeur du carton intérieur 42 mm
Hauteur du carton intérieur 259 mm
Profondeur du carton 398 mm
Largeur du carton 398 mm
Hauteur du carton 340 mm
Volume du carton 0.0539 cbm
Poids du produit 0.2368 kg
Poids du carton 11.21 kg
Code EAN de la boîte 4038917086608
Code EAN du carton
d'emballage 4038917005142

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

