




Description d'article

Numéro de commande	93.1707
Description d'article	Portoir, matériau : PP, bleu, format : 6 x 3, (L x l x h) : 295 x 114 x 65 mm, pour 18 récipients, compatible avec tubes à centrifuger de 50 ml, 1 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.12

Caractéristiques du produit

Compatible avec	tubes à centrifuger de 50 ml
Capacité de stockage	18
Formats	6 x 3
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Dimensions

Largeur du produit	114 mm
Hauteur du produit	65 mm
Longueur du produit	295 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	bleu

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	non

Conditionnement

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1
pièces / carton	10
pièces / pallet	540
Profondeur du carton	125 mm
Largeur du carton	75 mm
Hauteur du carton	300 mm
Volume du carton	0.0028 cbm
Poids du produit	0.2298 kg
Poids du carton	2.81 kg
Code EAN de la boîte	4038917347501
Code EAN du carton	4038917347495
d'emballage	

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

