




Description d'article

Numéro de commande	93.841.100
Description d'article	Portoir, matériau : PC, transparent, format : 10 x 2, (L x l x h) : 327 x 72 x 60 mm, pour 20 récipients, compatible avec tubes jusqu'à 26 mm Ø, 1 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.12

Caractéristiques du produit

Compatible avec	tubes jusqu'à 26 mm Ø
Capacité de stockage	20
Formats	10 x 2
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Dimensions

Largeur du produit	72 mm
Hauteur du produit	60 mm
Longueur du produit	327 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Polycarbonate (PC)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	non

Conditionnement

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	40
pièces / pallet	800
Profondeur du carton	584 mm
Largeur du carton	387 mm
Hauteur du carton	360 mm
Volume du carton	0.0814 cbm
Poids du produit	0.2554 kg
Poids du carton	11.69 kg
Code EAN de la boîte	4038917121705
Code EAN du carton d'emballage	4038917362368

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

