



### **Description d'article**

|                       |                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de commande    | 93.851.171                                                                                                            |
| Description d'article | Block Rack D17, pour 50 récipients, Ø orifice : 17 mm,<br>format : 5 x 10, rouge, avec poignée, matériau : PP recyclé |
| Code NACRES           | NB.12                                                                                                                 |

### **Caractéristiques du produit**

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Nombre de puits                     | 50     |
| Capacité de stockage                | 50     |
| Formats                             | 5 x 10 |
| Possibilité d'autoclavage (°C max.) | 121 °C |

### **Dimensions**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Diamètre de l'ouverture | 17 mm  |
| Largeur du produit      | 109 mm |
| Hauteur du produit      | 45 mm  |
| Longueur du produit     | 246 mm |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.





**Matériau et coloris**

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Matériau du produit | Polypropylène recyclé (PP recyclé) |
| Couleur du produit  | rouge                              |

**Pureté et certification**

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Catégorie de produit | Aucun dispositif médical   DIV |
| Alloti               | non                            |

**Conditionnement**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Minimum order qty.         | 1             |
| Type d'emballage intérieur | -             |
| pièces / boîte             | 1             |
| pièces / carton            | 12            |
| pièces / pallet            | 840           |
| Profondeur du carton       | 453 mm        |
| Largeur du carton          | 258 mm        |
| Hauteur du carton          | 165 mm        |
| Volume du carton           | 0.0193 cbm    |
| Poids du produit           | 0.1983 kg     |
| Poids du carton            | 2.79 kg       |
| Code EAN de la boîte       | 4038917121835 |
| Code EAN du carton         | 4038917074971 |
| d'emballage                |               |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

