




Description d'article

Numéro de commande	93.851.173
Description d'article	Block Rack D17, pour 50 récipients, Ø orifice : 17 mm, format : 5 x 10, vert, avec poignée, matériau : PP
Code NACRES	NB.12

Caractéristiques du produit

Nombre de puits	50
Capacité de stockage	50
Formats	5 x 10
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Dimensions

Diamètre de l'ouverture	17 mm
Largeur du produit	109 mm
Hauteur du produit	45 mm
Longueur du produit	246 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.





Spécification de produit
Block Rack D17, Ø orifice : 17 mm, 5 x 10, vert,
avec poignée

Page 2

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	vert

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	non

Conditionnement

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	-
pièces / boîte	1
pièces / carton	12
pièces / pallet	840
Profondeur du carton	453 mm
Largeur du carton	258 mm
Hauteur du carton	165 mm
Volume du carton	0.0193 cbm
Poids du produit	0.1983 kg
Poids du carton	2.79 kg
Code EAN de la boîte	4038917121859
Code EAN du carton	4038917074995
d'emballage	

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-05-06

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT