



Description d'article

Numéro de commande	93.852.170
Description d'article	Block Rack D17, pour 50 récipients, Ø orifice : 17 mm, format : 5 x 10, blanc crème, matériau : PP recyclé
Code NACRES	NB.12

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec aplat
Nombre de puits	50
Capacité de stockage	50
Formats	5 x 10
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Dimensions

Diamètre de l'ouverture	17 mm
Largeur du produit	109 mm
Hauteur du produit	45 mm
Longueur du produit	209 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène recyclé (PP recyclé)
Couleur du produit	blanc crème

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	non

Conditionnement

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	-
pièces / boîte	1
pièces / carton	20
pièces / pallet	760
Profondeur du carton	568 mm
Largeur du carton	433 mm
Hauteur du carton	120 mm
Volume du carton	0.0295 cbm
Poids du produit	0.1958 kg
Poids du carton	4.62 kg
Code EAN de la boîte	4038917122054
Code EAN du carton d'emballage	4038917044905

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

