



Description d'article

Numéro de commande	93.853
Description d'article	Block Rack D13, pour 50 Monovette et tubes jusqu'à 13 mm Ø, Ø orifice : 13 mm, format : 5 x 10, gris, matériau : PP recyclé
Code NACRES	NB.12

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec aplat
Nombre de puits	50
Capacité de stockage	50
Formats	5 x 10
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Dimensions

Diamètre de l'ouverture	13 mm
Largeur du produit	96 mm
Hauteur du produit	45 mm
Longueur du produit	180 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène recyclé (PP recyclé)
Couleur du produit gris

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 1
Type d'emballage intérieur -
pièces / boîte 1
pièces / carton 16
pièces / pallet 1440
Profondeur du carton 398 mm
Largeur du carton 368 mm
Hauteur du carton 120 mm
Volume du carton 0.0176 cbm
Poids du produit 0.1756 kg
Poids du carton 3.27 kg
Code EAN de la boîte 4038917084390
Code EAN du carton d'emballage 4038917074018

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

