

Spécification de produit Portoir, polystyrène expansé, format : 20 x 5, compatible avec S-Monovette® Ø 11 mm

Page 1



Description d'article

Numéro de commande 95.1439

Description d'article Portoir, matériau : polystyrène expansé, blanc, format : 20 x

5, (L x I x h): 338 x 90 x 50 mm, compatible avec

S-Monovette® Ø 11 mm, 1 pièce(s)/blister

Code NACRES NB.12

Caractéristiques du produit

Compatible avec S-Monovette® Ø 11 mm

Formats 20 x 5

Dimensions

Largeur du produit 90 mm
Hauteur du produit 50 mm
Longueur du produit 338 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit Portoir, polystyrène expansé, format : 20 x 5, compatible avec S-Monovette® Ø 11 mm

Page 2

Matériau et coloris

Matériau du produit polystyrène expansé

Couleur du produit blanc

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV

Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 1

Type d'emballage intérieur blister pièces / boite 1 40

pièces / pallet 640

Profondeur du carton 498 mm
Largeur du carton 428 mm
Hauteur du carton 380 mm
Volume du carton 0.081 cbm
Poids du produit 0.0235 kg
Poids du carton 1.7 kg

 Code EAN de la boite
 4038917086646

 Code EAN du carton
 4038917005173

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

