



### **Description d'article**

Numéro de commande	95.64.213
Description d'article	Portoir, matériau : polystyrène expansé, blanc, format : 20 x 5, (L x l x h) : 336 x 89 x 49 mm, pour 100 récipients, compatible avec tubes Ø 13 mm, 1 pièce(s)/blister
Code NACRES	NB.12

### **Caractéristiques du produit**

Compatible avec	tubes Ø 13 mm
Capacité de stockage	100
Formats	20 x 5

### **Dimensions**

Largeur du produit	89 mm
Hauteur du produit	49 mm
Longueur du produit	336 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	polystyrène expansé
Couleur du produit	blanc
Matériel de fermeture	polystyrène expansé
Couleur du bouchon	blanc

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Alloti	non

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	1
pièces / carton	35
pièces / pallet	700
Profondeur du carton	458 mm
Largeur du carton	408 mm
Hauteur du carton	350 mm
Volume du carton	0.0654 cbm
Poids du produit	0.03 kg
Poids du carton	1.75 kg
Code EAN de la boîte	4038917095563
Code EAN du carton d'emballage	4038917030809

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

