



Description d'article

Numéro de commande	95.64.251
Description d'article	Portoir, matériau : polystyrène expansé, blanc, format : 10 x 5, (L x l x h) : 205 x 127 x 46 mm, pour 50 récipients, compatible avec tubes 15 ml, 1 pièce(s)/blister
Code NACRES	NB.12

Caractéristiques du produit

Compatible avec	tubes 15 ml
Capacité de stockage	50
Formats	10 x 5

Dimensions

Largeur du produit	127 mm
Hauteur du produit	46 mm
Longueur du produit	205 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Matériau et coloris

Matériau du produit	polystyrène expansé
Couleur du produit	blanc
Matériau du bouchon	polystyrène expansé
Couleur du bouchon	blanc

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	non

Conditionnement

Minimum order qty.	21
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	1
pièces / carton	21
pièces / pallet	882
Profondeur du carton	388 mm
Largeur du carton	378 mm
Hauteur du carton	235 mm
Volume du carton	0.0345 cbm
Poids du produit	0.0271 kg
Poids du carton	0.58 kg
Code EAN de la boîte	4038917095594
Code EAN du carton d'emballage	4038917007771

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

