


Spécification de produit Portoir, polystyrène expansé, format : 10 x 5, compatible avec tubes 15 ml

Page 1



Description d'article

Numéro de commande 95.64.251

Description d'article Portoir, matériau : polystyrène expansé, blanc, format : 10 x

5, (L x I x h): 205 x 127 x 46 mm, pour 50 récipients,

compatible avec tubes 15 ml, 1 pièce(s)/blister

Code NACRES NB.12

Caractéristiques du produit

Compatible avec tubes 15 ml

Capacité de stockage 50 Formats 10 x 5

Dimensions

Largeur du produit 127 mm Hauteur du produit 46 mm Longueur du produit 205 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit Portoir, polystyrène expansé, format : 10 x 5, compatible avec tubes 15 ml

Page 2

Matériau et coloris

Matériau du produit polystyrène expansé

Couleur du produit blanc

Matériel de fermeture polystyrène expansé

Couleur du bouchon blanc

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV

Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 21

Type d'emballage intérieur blister

pièces / boite 1
pièces / carton 21
pièces / pallet 882

Profondeur du carton 388 mm

Largeur du carton 378 mm

Hauteur du carton 235 mm

Volume du carton 0.0345 cbm

Poids du produit 0.0271 kg

Poids du carton 0.58 kg

Code EAN de la boite 4038917095594 Code EAN du carton 4038917007771

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

