



### **Description d'article**

Numéro de commande	95.984
Description d'article	IsoFreeze® PCR Rack, matériau : PP, multicolore, format : 12 x 8, compatible avec tubes de PCR 0,1 ml et 0,2 ml, barrettes de PCR et plaques de PCR, La couleur change du violet au rose à 7 °C, 2 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.12

### **Caractéristiques du produit**

Compatible avec	tubes de PCR 0,1 ml et 0,2 ml, barrettes de PCR et plaques de PCR
Formats	12 x 8

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	multicolore
Couleur du bouchon	transparent
Couleur cadre	blanc

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**IsoFreeze® PCR Rack, PP, format : 12 x 8,**  
**compatible avec tubes de PCR 0,1 ml et 0,2 ml,**  
**barrettes de PCR et plaques de PCR**

**Page 2**

**Pureté et certification**

Catégorie de produit            Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti                                 non

**Conditionnement**

Minimum order qty.             2  
Type d'emballage intérieur     carton  
pièces / boîte                    2  
pièces / carton                  10  
pièces / pallet                  1280  
Profondeur du carton          197 mm  
Largeur du carton               175 mm  
Hauteur du carton               584 mm  
Volume du carton               0.0201 cbm  
Poids du produit                 0.2144 kg  
Poids du carton                 2.95 kg  
Code EAN de la boîte          4038917373425  
Code EAN du carton             4038917373418  
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-05-19

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**