



### **Description d'article**

Numéro de commande 90.2620.301  
Description d'article longueur : 1,5 m, transparent, 1 pièce(s)/sachet

### **Caractéristiques du produit**

Compatible avec IVARO

### **Dimensions**

Diamètre 0.8 mm  
Longueur du produit 1.5 m

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit Bioprene  
Couleur du produit transparent

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti non

### **Conditionnement**

Minimum order qty. 1  
Type d'emballage intérieur sachet  
pièces / boîte 1  
pièces / carton 10  
Volume du carton 0.0062 cbm  
Poids du produit 0.0005 kg  
Code EAN de la boîte 4038917584234  
Code EAN du carton  
d'emballage 4038917584227

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

