



Description d'article

Numéro de commande	92.170.352
Description d'article	Changeur d'échantillons Type B/G GS 301, pour tubes 7 x 125 mm, 1 pièce(s)/carton intérieur

Caractéristiques du produit

Compatible avec	tubes 7 x 125 mm
-----------------	------------------

Pureté et certification

Produit conforme à DDM ou à DIV	Aucun dispositif médical DIV
Numéro de lot ou de série	non

Conditionnement

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	carton intérieur
pièces / boîte	1
pièces / carton	1
Volume du carton	0,0011 cbm
Poids du produit	0,6 kg

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Spécification de produit
Changeur d'échantillons Type B/G GS 301, pour
tubes 7 x 125 mm

Page 2

Poids du carton	0,7 kg
Code EAN de la boîte	4038917101196
Code EAN du carton d'emballage	4038917051514

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:
2021-05-10

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT