



## Description d'article

Numéro de commande	92.170.354
Description d'article	Changeur d'échantillons Type ATD GS 301, pour tubes 6 x 89 mm, 1 pièce(s)/carton intérieur

## Caractéristiques du produit

Compatible avec	tubes 6 x 89 mm
-----------------	-----------------

## Pureté et certification

Produit conforme à DDM ou à DIV	Aucun dispositif médical   DIV
Numéro de lot ou de série	non

## Conditionnement

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	carton intérieur
pièces / boîte	1
pièces / carton	1
Volume du carton	0,0011 cbm
Poids du produit	0,55 kg

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





**Spécification de produit**  
**Changeur d'échantillons Type ATD GS 301, pour**  
**tubes 6 x 89 mm**

**Page 2**

Poids du carton	0,7 kg
Code EAN de la boîte	4038917101219
Code EAN du carton d'emballage	4038917051538

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:  
2021-05-10

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**