



## Description d'article

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Numéro de commande    | 90.170.370  |
| Description d'article | Collecteurs de germes aériens, (L x l x h) : 170 x 250 x 125 mm, 230 V, fonctionne sur batterie, pour le contrôle de la qualité microbiologique de l'air par ex. au sein de laboratoires, de cliniques, de locaux industriels, de biens résidentiels ou de locaux similaires, débit : 100 l/min |
| Code NACRES           | NB.79   |

## Caractéristiques du produit

|  |   |
|--|---|
| Domaine d'application                    | pour le contrôle de la qualité microbiologique de l'air par ex. au sein de laboratoires, de cliniques, de locaux industriels, de biens résidentiels ou de locaux similaires |
| Tension d'alimentation                   | 230 V   |
| Consommation d'énergie en fonctionnement | 15 W  |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





**Spécification de produit**  
**Collecteurs de germes aériens, 170 x 250 x 125 mm, fonctionne sur batterie, 100 l/min**

**Page 2**

**Dimensions**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Largeur du produit  | 250 mm |
| Hauteur du produit  | 125 mm |
| Longueur du produit | 170 mm |

**Matériau et coloris**

|                    |      |
|--------------------|------|
| Couleur du produit | vert |
|--------------------|------|

**Pureté et certification**

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Catégorie de produit | Aucun dispositif médical   DIV |
| Certifié CE          | CE                             |
| Alloti               | non                            |

**Conditionnement**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Minimum order qty.             | 1             |
| Type d'emballage intérieur     | carton        |
| pièces / boîte                 | 1             |
| pièces / carton                | 1             |
| pièces / pallet                | 54            |
| Volume du carton               | 0.0301 cbm    |
| Poids du produit               | 2.6 kg        |
| Poids du carton                | 3.5 kg        |
| Code EAN de la boîte           | 4038917101264 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917051569 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:  
2022-11-27

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**