



Description d'article

Numéro de commande	51.9922.815
Description d'article	Becher multi-usage, volume de travail max. : 500 ml, (L x Ø) : 150 x 70 mm, translucide, bouchon : naturel, gradué(e), matériau : PP, bouchon à vis, bouchon assemblé, avec étiquette papier, étiquette/impression: noir, stérile, 80 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Couleur impression/étiquette	noir
Graduation	oui
Bouchon	bouchon à vis standard
Type de fermeture	bouchon à vis
Domaine d'application	Conteneur pour échantillons d'eau
Forme du fond	fond plat
Volume de travail	500 ml

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Diamètre	70 mm
Hauteur du produit	150 mm
Longueur du produit	150 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	translucide
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	naturel
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)

Pureté et certification

Satisfait les exigences	scellé à 9"hg/10 min
Sans latex	oui
Label de pureté	stérile
Apyrogène	non
Fiche de données de sécurité	non

Conditionnement

Minimum order qty.	105
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	105
pièces / carton	105
pièces / pallet	2520
Profondeur du carton	534 mm
Largeur du carton	384 mm
Hauteur du carton	519 mm
Volume du carton	0.1025 cbm
Poids du carton	7.35 kg
Code EAN de la boîte	4038917153348
Code EAN du carton d'emballage	4038917234863

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

