



Description d'article

Numéro de commande	65.108
Description d'article	Bouchon à pression, blanc, compatible avec tube à échantillon 2 ml 73.663, 1 000 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Bouchon	bouchon plate
Type de fermeture	bouchon à pression
Compatible avec	tube à échantillon 2 ml 73.663

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polyéthylène basse densité (LD-PE)
Couleur du produit	blanc

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Pureté et certification

Catégorie de produit	non réglementé
Certifié CE	pas de marquage CE
Alloti	non

Conditionnement

Minimum order qty.	10000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1000
pièces / carton	10000
pièces / pallet	640000
Profondeur du carton intérieur	330 mm
Largeur du carton intérieur	295 mm
Hauteur du carton intérieur	20 mm
Profondeur du carton	398 mm
Largeur du carton	298 mm
Hauteur du carton	215 mm
Volume du carton	0.0255 cbm
Poids du produit	0.0004 kg
Poids du carton	4.1 kg
Code EAN de la boîte	4038917080866
Code EAN du carton d'emballage	4038917000048

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

